



Stérile

Les PVDF et PFA peuvent être également stérilisés à l'autoclave - la condition pour détruire tout germe microbien. Le PVDF peut être stérilisé sans problème en autoclave à 134 °C ou par rayons γ sans compromettre ses propriétés mécaniques (dose max. 25 - 50 kGy). PVDF n'est pas toxique dans une plage $<150^{\circ}\text{C}$ et ne constitue pas un milieu favorisant le développement de micro-organismes. Le comportement de la surface de PVDF est identique à celui du verre.